

HCV抗体 試薬変更のお知らせ

謹啓

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
日頃は格別のご厚誼を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度下記項目の測定方法を変更させて頂きますので宜しくお願い致します。
先生方には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒事情をご賢察の上、ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

[变更日期]

2012年6月1日 (金) ご依頼分より

[変更理由]

使用機器、及び試薬の製造中止により

[変更内容]

項目コード	検査項目名		新法	従来試薬
419 420	HCV抗体 S/CO値	試薬名	アーキテクト	アキシム
		測定方法	CLIA法	EIA法
		基準値	1.00未満 (-)	1.00未満 (-)
		単位	S / CO	S / CO
		備考	スクリーニング検査としてご利用下さい。C型肝炎ウイルス(HCV)感染の診断は、本検査の結果のみで行わず、HCV-RNA測定等、他の検査結果および臨床経過を考慮して総合的にご判断下さい。	

なお、変更に伴い力価の判定が変わります。

	新法(CLIA)	旧法(EIA)	結果の解釈
低力価	1.00 ~ 4.00 未満	1.00 ~ 15.00 未満	ウイルス血症の可能性は極めて低いとされています。
中力価	4.00 ~ 12.00 未満	15.00 ~ 100.00 未満	ウイルス血症あるいは既往感染が疑われます。
高力価	12.00 以上	100.00 以上	

中山稔ほか:肝炎ウイルス検診におけるHCV抗体検査の実証検討について,医学検査2005

新旧二法の相関

		旧法(EIA)	
		-	+
新法(CLIA)	-	31	2
	+	2	52

一致率95.3%

 (株) 四国中検

香川検査所 TEL (087)877-0111

高知検査所 TEL (088)883-5535

松山検査所 TEL (089)955-7600

徳島検査所 TEL (088)665-3125