

凝固検査検体保存方法変更のお知らせ

(管理番号:16-0050)

(2016年7月)

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、凝固検査の保存方法につきまして検査精度の向上のため変更させていただきますことをご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

■ 変更内容

	新	現
保存方法	血漿分離 凍結	冷蔵
各項目採取量	血液 1.8 mL (3.2%クエン酸0.2mL入り容器) ↓ クエン酸血漿 0.5 mL	血液 1.8 mL (3.2%クエン酸0.2mL入り容器)

■ 対象項目

PT時間、PT-INR、PT活性度、APTT、フィブリノゲン、トロンボテスト、ヘパプラスチンテスト
アンチトロンビンⅢ活性、(血中)FDP定量、D-Dダイマー

その他詳細につきましては弊社担当セールスにお尋ねください。

■ 変更実施日 2016(H28)年 8月 1日(月) 受付分より



香川 TEL(087)877-0111
高知 TEL(088)883-5535

松山 TEL(089)955-7600
徳島 TEL(088)665-3125