

検査内容変更のお知らせ

(管理番号: 26-0020)
2026年 4月 C

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび下記項目におきまして、測定機器の経年劣化に伴い同一メーカーの別機種へ変更させていただきますので、取り急ぎご案内申し上げます。
誠に勝手ではございますが、何卒ご了承賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■ 対象項目

項目コード	検査項目名	項目コード	検査項目名
371	尿)ナトリウム	377	尿)尿酸
372	尿)クロール	378	尿)尿素窒素
373	尿)カリウム	486	尿)β2-m
374	尿)カルシウム	484	蓄尿)β2-m
375	尿)P	766	穿刺液)ADA
376	尿)マグネシウム		

■ 変更期日

2026(R8)年 5月 1日(金)ご依頼分より

■ 変更内容

● 尿)ナトリウム

	新	旧
項目コード	371	同左
項目名称	尿)ナトリウム	同左
測定機器名	BioMajesty™ZERO JCA-ZS050	BioMajesty™ JCA-BM8060

※ 新旧機器の相関は良好であり、受託要項の変更はございません。

蓄尿)ナトリウム(項目コード:381)、尿)Na/K比(項目コード:9874)および塩分摂取量(項目コード:9188)つきましても同様の変更となります。

● 尿)クロール

	新	旧
項目コード	372	同左
項目名称	尿)クロール	同左
測定機器名	BioMajesty™ZERO JCA-ZS050	BioMajesty™ JCA-BM8060

※ 新旧機器の相関は良好であり、受託要項の変更はございません。

蓄尿)クロール(項目コード:382)につきましても同様の変更となります。

● 尿)カリウム

	新	旧
項目コード	373	同左
項目名称	尿)カリウム	同左
測定機器名	BioMajesty™ZERO JCA-ZS050	BioMajesty™ JCA-BM8060

※ 新旧機器の相関は良好であり、受託要項の変更はございません。

蓄尿)カリウム(項目コード:383)および尿)Na/K比(項目コード:9874)につきましても同様の変更となります。

● 尿)カルシウム

	新	旧
項目コード	374	同左
項目名称	尿)カルシウム	同左
測定機器名	BioMajesty™ZERO JCA-ZS050	BioMajesty™ JCA-BM8060
報告下限値(単位)	0.4未満 (mg/dL)	0.1 (mg/dL)

※ 蓄尿)カルシウム(項目コード:384)及び尿)CA/CRE比(項目コード:391)につきましても同様の変更となります。また、尿)カルシウムの値が報告下限値未満であった際は、「ケイサンフノウ」にてご報告させていただきます。

◆ 上記項目における新旧機器相関図につきましては5頁をご参照ください。

● 尿)P

	新	旧
項目コード	375	同左
項目名称	尿)P	同左
測定機器名	BioMajesty™ZERO JCA-ZS050	BioMajesty™ JCA-BM8060
報告下限値(単位)	1.0未満 (mg/dL)	0.1 (mg/dL)

※ 蓄尿)P(項目コード:385)につきましても同様の変更となります。また、尿)Pの値が報告下限値未満であった際は、「ケイサンフノウ」にてご報告させていただきます。

● 尿)マグネシウム

	新	旧
項目コード	376	同左
項目名称	尿)マグネシウム	同左
測定機器名	BioMajesty™ZERO JCA-ZS050	BioMajesty™ JCA-BM8060
報告下限値(単位)	1.0未満 (mg/dL)	0.1 (mg/dL)

※ 蓄尿)マグネシウム(項目コード:386)につきましても同様の変更となります。また、尿)マグネシウムの値が報告下限値未満であった際は、「ケイサンフノウ」にてご報告させていただきます。

● 尿)尿酸

	新	旧
項目コード	377	同左
項目名称	尿)尿酸	同左
測定機器名	BioMajesty™ZERO JCA-ZS050	BioMajesty™ JCA-BM8060
報告下限値(単位)	2.0未満 (mg/dL)	0.1 (mg/dL)

※ 蓄尿)尿酸(項目コード:387)、尿)UA/CRE比(項目コード:392)及び尿酸クリアランス(項目コード:191)につきましても同様の変更となります。また、これら項目において尿)尿酸の値が報告下限値未満であった際は、「ケイサンフノウ」にてご報告させていただきます。

◆ 上記項目における新旧機器相関図につきましては5頁及び6頁をご参照ください。

● 尿) 尿素窒素

	新	旧
項目コード	378	同左
項目名称	尿) 尿素窒素	同左
測定機器名	BioMajesty™ZERO JCA-ZS050	BioMajesty™ JCA-BM8060
報告下限値(単位)	2.0未満 (mg/dL)	0.1 (mg/dL)

※ 蓄尿) 尿素窒素(項目コード:388)につきましても同様の変更となります。また、尿) 尿素窒素の値が報告下限値未満であった際は、「ケイサンフノウ」にてご報告させていただきます。

● 尿) $\beta 2$ -m

	新	旧
項目コード	486	同左
項目名称	尿) $\beta 2$ -m	同左
測定機器名	BioMajesty™ZERO JCA-ZS050	BioMajesty™ JCA-BM8060
基準値(単位)	150 以下 (μ g/L)	30~340 (μ g/L)
報告下限値(単位)	50未満 (μ g/L)	10 (μ g/L)

※ 試薬添付文書記載の基準値へ変更させていただきます。

● 蓄尿) $\beta 2$ -m

	新	旧
項目コード	484	同左
項目名称	蓄尿) $\beta 2$ -m	同左
測定機器名	BioMajesty™ZERO JCA-ZS050	BioMajesty™ JCA-BM8060
基準値(単位)	40~150 (μ g/Day)	11~253 (μ g/Day)

※ 試薬添付文書記載の基準値へ変更させていただきます。

● 穿刺液) ADA


	新	旧
項目コード	766	同左
項目名称	穿刺液) ADA	同左
測定機器名	BioMajesty™ZERO JCA-ZS050	BioMajesty™ JCA-BM8060
報告下限値(単位)	2.0未満 (U/L)	0.1 (U/L)

※ 胸水) ADA(項目コード:793)、腹水) ADA(項目コード:908)及び胸水) ADA ADA心嚢液(項目コード:9114)につきましても同様の変更となります。


◆ 上記項目における新旧機器相関図につきましては6頁参照をご参照ください。

【新旧測定機器の相関図】


尿)ナトリウム




尿)クロール




尿)カリウム




尿)カルシウム



尿)P




尿)マグネシウム




(自社検討資料)


尿)尿酸




尿)尿素窒素



尿)β2-m



ADA



(自社検討資料)