

検査内容変更のお知らせ

(管理番号: 26-0031)
2026年04月 C

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび下記項目におきまして 検査内容を変更させていただきますので、取り急ぎご案内申し上げます。
誠に勝手ではございますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

■ 対象項目

項目コード	検査項目名	項目コード	検査項目名	項目コード	検査項目名
115	総蛋白	202	クロール	432	ASO価
117	アルブミン	203	カリウム	434	CRP
119	総ビリルビン	204	カルシウム	436	RF定量
120	直接ビリルビン	205	P(無機リン)	485	β 2-m
126	AST (GOT)	206	マグネシウム	495	IgG
127	ALT (GPT)	207	鉄	496	IgA
131	LAP	208	UIBC(比色)	497	IgM
132	γ -GT	225	HDL コレステロール	581	フェナルビタール
133	コリンエステラーゼ	226	総 コレステロール	582	フェニトイン
134	CK (CPK)	228	中性脂肪	583	カルバマゼピン
143	胆汁酸	230	リン脂質	584	バルプロ酸 ナトリウム
180	シスタチンC	233	LDL コレステロール	591	テオフィリン
181	尿酸	239	P型 アミラーゼ	595	ジゴキシン
182	尿素窒素	241	アミラーゼ	649	グリコアルブミン
183	クレアチニン	245	リパーゼ	9217	ALP (IFCC)
201	ナトリウム	250	血清)グルコース	9218	LD (IFCC)

■ 変更期日

2026(R8)年 5月 7日(木)ご依頼分より

■ 変更内容

◆ 生化学自動分析装置の機器更新

機器老朽化に伴い測定機器を同一メーカーの後継機に変更いたします。また、一部項目につきましては精度向上の為、測定試薬及び検査方法を変更させていただきます。

新旧測定機器の相関は良好で基準値等の受託要項の変更はございません。

● 総蛋白

	新	旧
項目コード	115	同左
項目名称	総蛋白	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● アルブミン

	新	旧
項目コード	117	同左
項目名称	アルブミン	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● 総ビリルビン

	新	旧
項目コード	119	同左
項目名称	総ビリルビン	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● 直接ビリルビン

	新	旧
項目コード	120	同左
項目名称	直接ビリルビン	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● AST (GOT)

	新	旧
項目コード	126	同左
項目名称	AST (GOT)	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

▼上記項目の相関図につきましては10頁及び11頁をご参照ください。

● ALT (GPT)

	新	旧
項目コード	127	同左
項目名称	ALT (GPT)	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● LAP

	新	旧
項目コード	131	同左
項目名称	LAP	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● γ -GT

	新	旧
項目コード	132	同左
項目名称	γ -GT	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● コリンエステラーゼ

	新	旧
項目コード	133	同左
項目名称	コリンエステラーゼ	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● CK (CPK)

	新	旧
項目コード	134	同左
項目名称	CK (CPK)	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● 胆汁酸

	新	旧
項目コード	143	同左
項目名称	胆汁酸	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

▼上記項目の相関図につきましては11頁をご参照ください。

● シスタチンC

	新	旧
項目コード	180	同左
項目名称	シスタチンC	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060
測定試薬名	N-アッセイ LA シスタチンC ニットーボ-	イアトロ Cys-C II
試薬メーカー	ニットーボ-メディカル株式会社	PHC 株式会社
検査方法	ラテックス凝集比濁法	同左

● 尿酸

	新	旧
項目コード	181	同左
項目名称	尿酸	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● 尿素窒素

	新	旧
項目コード	182	同左
項目名称	尿素窒素	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● クレアチニン

	新	旧
項目コード	183	同左
項目名称	クレアチニン	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● ナトリウム

	新	旧
項目コード	201	同左
項目名称	ナトリウム	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

▼上記項目の相関図につきましては11頁及び12頁をご参照ください。

● クロール

	新	旧
項目コード	202	同左
項目名称	クロール	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● カリウム

	新	旧
項目コード	203	同左
項目名称	カリウム	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● カルシウム

	新	旧
項目コード	204	同左
項目名称	カルシウム	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● P(無機リン)

	新	旧
項目コード	205	同左
項目名称	P(無機リン)	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● マグネシウム

	新	旧
項目コード	206	同左
項目名称	マグネシウム	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● 鉄

	新	旧
項目コード	207	同左
項目名称	鉄	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

▼上記項目の相関図につきましては12頁及び13頁をご参照ください。

● UIBC(比色)

	新	旧
項目コード	208	同左
項目名称	UIBC(比色)	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● HDLコレステロール

	新	旧
項目コード	225	同左
項目名称	HDL コレステロール	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● 総コレステロール

	新	旧
項目コード	226	同左
項目名称	総 コレステロール	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● 中性脂肪

	新	旧
項目コード	228	同左
項目名称	中性脂肪	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● リン脂質

	新	旧
項目コード	230	同左
項目名称	リン脂質	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060
測定試薬名	ピュアオートS PL	L タイプ ワコー リン脂質
試薬メーカー	積水メディカル株式会社	和光純薬工業株式会社
検査方法	酵素法	リンオキシダーゼ・DAOS法

▼上記項目の相関図につきましては13頁をご参照ください。

● LDLコレステロール

	新	旧
項目コード	233	同左
項目名称	LDL コレステロール	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● P型アミラーゼ

	新	旧
項目コード	239	同左
項目名称	P型 アミラーゼ	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-ZS050

● アミラーゼ

	新	旧
項目コード	241	同左
項目名称	アミラーゼ	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● リパーゼ

	新	旧
項目コード	245	同左
項目名称	リパーゼ	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● 血清)グルコース

	新	旧
項目コード	250	同左
項目名称	血清)グルコース	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● ASO価

	新	旧
項目コード	432	同左
項目名称	ASO価	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

▼上記項目の相関図につきましては13頁及び14頁をご参照ください。

● CRP

	新	旧
項目コード	434	同左
項目名称	CRP	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● RF定量

	新	旧
項目コード	436	同左
項目名称	RF定量	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● β_2 -m

	新	旧
項目コード	485	同左
項目名称	β_2 -m	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● IgG

	新	旧
項目コード	495	同左
項目名称	IgG	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● IgA

	新	旧
項目コード	496	同左
項目名称	IgA	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● IgM

	新	旧
項目コード	497	同左
項目名称	IgM	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

▼上記項目の相関図につきましては14頁及び15頁をご参照ください。

● フェノバルビタール

	新	旧
項目コード	581	同左
項目名称	フェノバルビタール	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● フェニトイン

	新	旧
項目コード	582	同左
項目名称	フェニトイン	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● カルバマゼピン

	新	旧
項目コード	583	同左
項目名称	カルバマゼピン	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● バルプロ酸ナトリウム

	新	旧
項目コード	584	同左
項目名称	バルプロ酸 ナトリウム	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● テオフィリン

	新	旧
項目コード	591	同左
項目名称	テオフィリン	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● ジゴキシシン

	新	旧
項目コード	595	同左
項目名称	ジゴキシシン	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

▼上記項目の相関図につきましては15頁及び16頁をご参照ください。

● グリコアルブミン

	新	旧
項目コード	649	同左
項目名称	グリコアルブミン	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060

● ALP (IFCC)





	新	旧
項目コード	9217	同左
項目名称	ALP (IFCC)	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060









● LD (IFCC)









	新	旧
項目コード	9218	同左
項目名称	LD (IFCC)	同左
機器メーカー	株式会社 日本電子	同左
測定機器名	JCA-BM8060GX	JCA-BM8060









▼上記項目の相関図につきましては16頁をご参照ください。









【新旧測定機器の相関図】



























(自社検討資料)