

血液培養(嫌気用)容器変更のお知らせ

(管理番号: 26-0039)
2026年4月 C

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたび下記血液培養ボトル(嫌気用)を変更させていただきたくご案内申し上げます。
誠に勝手ではございますが、何卒ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

■ 変更容器

● 血液培養ボトル(嫌気用)

	新容器	現容器
容器	<p>嫌気Lyticボトル</p> 	<p>嫌気レズンボトル</p> 
特徴	<p>Lyticボトル サポニンの効果により血球成分を溶血させることで菌の栄養素となり、発育が良くなる</p>	<p>レズンボトル 抗菌薬を不活化させる効果があり、抗菌薬投与後でも培養できる</p>
保存方法	常温	同左

※検体採取・保存方法につきましては変更ございません。

■ 変更期日

現行容器が無くなり次第随時変更