

検査内容変更のお知らせ

(管理番号: 26-0080)
2026年09月 C

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、血液培養ボトルのラベルについて製造販売元であるウォーターズアドバンス
ダイアグノスティックス社(旧BD ダイアグノスティックスソリューションズ)より製品の改善
の一環としてラベルに「充填目標ラインを」を追加する旨の連絡がございましたので、ご
案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■ 対象容器

- ・ 血液培養ボトル(好気用レズンボトル、溶血タイプ嫌気用ボトル)


■ 変更内容

- ・ 血液培養ボトルラベルに「充填目標ライン(Fill-To Line)」を追加
- ・ 採血時に推奨採血量の目安を視覚的に確認可能
- ・ 白ラインに合わせて血液を充填いただくと、目標採血量の9mL 充填可能

※製品の使用目的・性能、検査手順等に変更はございません。

ご不明な点がございましたら、弊社営業担当者でお問い合わせください。

■ 新ラベル



■ 変更日(初回流通目安)

- ・ 23F好気用レズンボトルP : 2026(R8)年10月頃
- ・ 21F溶血タイプ嫌気用ボトルP : 2026(R8)年11月頃